

Check list pré-implantation de la CardioHelp

Cette check-list a pour but de sécuriser la connexion de la CardioHelp au patient en réalisant les vérifications importantes à réaliser **avant** le branchement.

Etiquette Patient

Nom de l'IDE :

- Bouchons et prolongateur purgés
- Bouchon jaune en place sur l'oxygénateur
- Mode « global override » désactivé
- Clamps blancs sur le circuit tous ouverts
- Gaz non ouverts
- Pompe de secours présente

Bolus anticoagulation : héparine non fractionnée : 50 UI/kg (ne pas faire si ACR réfractaire ou trouble de la coagulation préalable) :

Oui

Non

Antibioprophylaxie (pas d'indication sauf si pose en urgence pour ACR : céfazoline 2 g ou autre antibiotique selon colonisation du patient)

Oui

Non